

		PRESTACIONES DIVISIÓN PARASITOLOGÍA 
Vigencia	Código: PRO.LSP.PA.L01	Revisión
15-07-2015	Versión: 01	15-01-2016

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA (LSP)

DIVISIÓN PARASITOLOGÍA

Bioquímicas:

Juana del Valle Oquilla

Mónica Patricia Daher

María Verónica Fernández Zenoff

Técnicas:

María Marta Monteros

Marisa del Valle Aguilera

Administrativa:

Silvana Gabriela Medrano

CONSULTAS

Horario: **lunes a viernes, de 9 a 17 hs.** (excepto días feriados).

Lugar: **4^{to} piso de Laboratorio de Salud Pública.** Mendoza 124.

Teléfono: 4526114, internos 604/609/613.

Embalaje y etiquetado: remitir las muestras al LSP en **triple envase**, identificada con **DNI, nombre y apellido** del paciente.

Adjuntar **pedido médico y ficha de derivación.**

Elaboración	Revisión	Aprobación
María Verónica Fernández Zenoff Mónica Patricia Daher	Juana del Valle Oquilla	Gabriela Alcaraz
Bioquímicas	Jefe División Parasitología	Dirección

 PRIS Programa Integrado de Salud	 Directorio General de Programa Integrado de Salud	PRESTACIONES DIVISIÓN PARASITOLOGÍA	
Vigencia	Código: PRO.LSP.PA.L01	Revisión	
15-07-2015	Versión: 01	15-01-2016	

PRESTACIONES	MUESTRA	CONSERVACIÓN	METODOLOGÍA	ENTREGA*
CHAGAS Anticuerpos IgG	Suero (1 mL)	<u>A</u>	ELISA-Ag. lisado ELISA-Ag. recombinante IFI	72 hs.
CHAGAS Parasitológico	- ADULTO: Sangre sin anticoagulante (10 mL) - RECIÉN NACIDO: 0.5 mL de sangre sin anticoagulante en <i>eppendorf</i> y 0.5 mL de sangre con anticoagulante en <i>eppendorf</i> .	<u>B</u>	Strout <i>Micrométodo-eppendorf</i>	72 hs.
CISTICERCOSIS Ac. totales	Suero (1 mL)	<u>A</u>	ELISA	48 hs.
HIDATIDOSIS Ac. totales	Suero (1 mL)	<u>A</u>	ELISA IFI	72 hs.
HIDATIDOSIS Parasitológico	Vómica, quiste, aspirado	<u>B</u>	Examen microscópico directo	72 hs.
INVESTIGACIÓN DE ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA MÉDICA	Espécimen	<u>C</u>	Examen macroscópico y microscópico	48 hs.
	Raspado de piel	<u>C</u>		
INVESTIGACIÓN DE <i>Cryptosporidium</i>/<i>Cystoisospora</i>	Materia fecal seriada (formol 5%), 6 días	<u>C</u>	Método de concentración Coloración de Ziehl - Neelsen modificada	72 hs.
INVESTIGACIÓN DE ENTEROPARÁSITOS	Materia fecal seriada, 6 días (formol 5%)	<u>C</u>	Método de concentración (sedimentación y/o flotación) Coloración	72 hs.
	Materia fecal seriada, 12 días (formol 5%)(<i>Fasciola hepatica</i>) 2 frascos	<u>C</u>		
	Contenido duodenal	<u>B</u>		
	Lavado bronquial	<u>B</u>		
	Materia fecal fresca	<u>B</u>		
	Adultos/partes, en agua corriente	<u>B</u>		

Elaboración	Revisión	Aprobación
María Verónica Fernández Zenoff Mónica Patricia Daher	Juana del Valle Oquilla	Gabriela Alcaraz
Bioquímicas	Jefe División Parasitología	Dirección

 Programa Integrado de Salud GOBIERNO DE TUCUMÁN	 Dirección General de Programa Integrado de Salud	PRESTACIONES DIVISIÓN PARASITOLOGÍA	
Vigencia	Código: PRO.LSP.PA.L01	Revisión	
15-07-2015	Versión: 01	15-01-2016	

INVESTIGACIÓN DE <i>Strongiloides/Uncinarias</i>	Materia fecal seriada, 6 días (formol 5%)	<u>C</u>	Método de concentración (sedimentación y/o flotación) Técnica de Harada-Mori Técnica de Baerman	72 hs/7 días
	-Materia fecal fresca	<u>B</u>		
	Líquido duodenal/bronquial	<u>B</u>		
LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA Parasitológico	Raspado de lesión (piel)	<u>B</u>	Frotis	72 hs.
	Biopsia	<u>B</u>		
LEISHMANIOSIS VISCERAL- Ac. anti K39	Suero (1mL)	<u>A</u>	Inmuno- cromatografía/ELISA	24 hs.
LEISHMANIOSIS VISCERAL-Parasitológico	Médula ósea	<u>B</u>	Frotis	72 hs.
MICROFILARIOSIS Parasitológico	Sangre con anticoagulante (1mL)	<u>B</u>	Strout Knott	72 hs.
	Sangre sin anticoagulante (9 mL)	<u>B</u>		
PALUDISMO Parasitológico	Sangre periférica (pulpejo de dedo)	<u>B</u>	Extendido Gota gruesa	72 hs.
TOXOCARIOSIS CANINA	Materia fecal animal con conservante (formol 5%)	<u>C</u>	Método de concentración Observación microscópica	72 hs.
TOXOCARIOSIS-Ac.IgG	-Suero (1 mL)	<u>A</u>	ELISA	72 hs.
TOXOPLASMOSIS Anticuerpos IgG - IgM Aidez-IgG	-Suero (2 mL)	<u>A</u>	ELFA	72 hs.
TRIQUINOSIS-Ac. totales	-Suero (1 mL)	<u>A</u>	IFI ELISA	**

REFERENCIAS

A: Conservar en refrigerador (2 – 10°C) durante no más de 72 hs contadas a partir del momento de la extracción. Para períodos más prolongados de conservación, congelar (a -20°C), evitando reiterar tal procedimiento.

B: Enviar inmediatamente al LSP.

C: Conservar en lugar fresco y seco hasta su envío al LSP.

(*) La Fecha de Entrega es estimada y depende de los estudios solicitados

() Sólo en caso de brote se dispondrá de reactivos.**

Elaboración	Revisión	Aprobación
María Verónica Fernández Zenoff Mónica Patricia Daher	Juana del Valle Oquilla	Gabriela Alcaraz
Bioquímicas	Jefe División Parasitología	Dirección